

# Filtre en ligne FILT'RAY 1 mois

Réf. AT030733

Rinçage pour dispositifs médicaux



## DESCRIPTION

**Filtre en ligne FILT'RAY 1 mois**

**Réf. AT030733**

Filtre en ligne AQUATOOLS anti-légionelles et anti-tous germes. Filtre pour la production d'une eau bactériologiquement maîtrisée / rinçage d'équipements.

Matière du dispositif : MBS.

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.

Débit de filtration : 6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 1 mois après installation.

Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.

Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 1 heure cumulée.

Filtre stérile.

Dispositif médical CE Classe I.

Conditionnement par boîte de 10 pièces, avec emballage unitaire stérile.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Filtre en ligne FILT'RAY 1 mois - Réf. AT030733**

Technologie	Filtration terminale
Débit	6,3l/min à 3 bar et 2,2l/min à 1 bar
Durée	1 mois
Normes	ACS CE JWRAS

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Utilisation : 1 mois après installation



Bubl'air Wash : durée de vie des filtres accrue



Installation rapide sans outil, sans couper l'eau

